



# DIE EXAKTE UK-POSITIONIERUNG DURCH DIGITALE BISSEINSTELLUNG

## Praktischer Workshop am Probanden zur Durchführung der optimierten Bissnahme mit dem DIR® System2

Dieser Workshop vermittelt Ihnen einen routinierten Umgang mit dem DIR® System2.

Sie erhalten transparente Ergebnisse und exakte Positionsdaten des UK und der Kiefergelenke als Basis für eine anschließende Einstellung der optimierten UK-Soll-Position.

Dies verleiht Ihnen die notwendige Behandlungssicherheit für eine umfängliche Diagnostik und liefert die Grundlage für perfekte Prothetik.

- > Klinisch getestet / Patentierte Technologie
- > Zertifizierte Qualität der Messfunktion
- > Reproduzierbare und behandlerunabhängige Ergebnisse
- > Evidenzbasierte, wissenschaftliche Studien
- > Therapeutische Positionierung der Kiefergelenke (Beweis: Radiologische Studien)
- > Dynamische Vermessung und Verschlüsselung unter Kaudruck
- > Digitale Informationen der UK-Bewegung
- > Abschluss inkl. Modellanalyse und Therapie-Empfehlung (Schiene, KFO, Prothetik)

Hinweis: Die Kieferrelationsbestimmung mit dem DIR® System ersetzt nicht die fachkundige Funktionsanalyse durch den Zahnarzt